

## **Allegato H – istruzioni per il prelievo di urina in soggetti cateterizzati**

Nel caso il campionamento urinario debba essere condotto su soggetti portatori di catetere vescicale il personale sanitario addetto al prelievo dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Procedere al completo svuotamento della vescica tramite catetere e sostituire il sacchetto di raccolta
2. Chiudere il catetere (anche tramite “clampaggio”) ed attendere che la vescica si riempia nuovamente
3. Aprire il catetere e procedere alla raccolta del campione urinario nel recipiente primario ( flacone “A”)
4. Proseguire con la normale procedura di processazione del campione

N.B.: tutte le manovre sul catetere dovranno essere condotte con materiale sterile e seguendo le procedure di asepsi al fine di minimizzare i rischi infettivi.